

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Arthroscopy Drape

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุทางการแพทย์ที่สามารถเปิดให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ในการปกคลุมบริเวณที่จะทำการผ่าตัด โต๊ะวางเครื่องมือ และใช้ในการแยกบริเวณที่สกปรกออกจากบริเวณที่ปราศจากเชื้อ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

ชุด drape ใช้ในการปกคลุมบริเวณที่จะทำการผ่าตัด โต๊ะวางเครื่องมือ และใช้ในการแยกบริเวณที่สกปรกออกจากบริเวณที่ปราศจากเชื้อ เพื่อทำให้เป็นบริเวณปราศจากเชื้อและลดการปนเปื้อนเชื้อโรคตรงบริเวณที่ทำการผ่าตัด ลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อในผู้ป่วย และโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์จากเลือดและสิ่งคัดหลั่ง

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ drape ทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถดูดซับของเหลวและเลือด (adsorbent) ได้อย่างดีเยี่ยม ป้องกันการแพร่กระจายและการสัมผัสของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมและบุคลากรทางการแพทย์จากเลือดและสิ่งคัดหลั่ง

๒.๒ มีการเคลือบฟิล์มพลาสติกด้านหลังของตัว drape เพื่อให้มีคุณสมบัติป้องกันของเหลวและเลือด (impervious) ไม่ให้ซึมทะลุสู่ผิวหนังของผู้ป่วย (fluid strike through) ทั้งในสภาวะปกติและภายใต้สภาวะที่มีแรงกดจากเครื่องมือ ทำให้ลดอัตราเสี่ยงในการนำเอาเชื้อโรคจากบริเวณใต้ผิวหนังขึ้นมาสู่พื้นผิวของ drape ตรงบริเวณที่ทำการผ่าตัด

๒.๓ drape ทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงไม่ฉีกขาดได้ง่าย มีฝุ่นผงน้อย (lint) เพื่อลดสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ตกลงบริเวณที่ทำการผ่าตัด

๒.๔ สามารถใช้ปูปกคลุมตรงบริเวณต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

๒.๕ ภายในห่อจะประกอบด้วย Arthroscopy Sheet ๑ ชิ้น

๒.๕.๑ มีถุงสำหรับรองรับของเหลวและเลือดเป็นรูปตัว U

๒.๕.๒ พร้อมทั้ง exit port เพื่อต่อเข้ากับสาย suction ในการ drain ของเหลวและเลือดออกจากถุ่

๒.๕.๓ มีช่องสำหรับเสียบสายและหัวฉีด

๒.๖ ห่อ drape ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบ Ethylene Oxide พร้อมใช้งาน

๒.๗ มีการระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุบนห่อบรรจุภัณฑ์ และมีระบบการประกันคุณภาพทุก lot การผลิต

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ อายุการใช้งาน ๒ ปีโดยสามารถดูวันหมดอายุบนห่อบรรจุภัณฑ์

๓.๒ ได้รับมาตรฐานการจัดเก็บและการขนส่งสินค้า Good Storage and Distribution Practices (GSDP)

๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือ เอเชีย

๓.๔ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓.๕ มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๓.๖ ผลิตได้ตามมาตรฐาน Quality management system ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖ หรือ Thai GMP

๓.๗ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก

๓.๘ สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีชำรุด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพินัย นีรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

๒.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ AVAGAED SOL US WEDGE BOTTLE

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุทางการแพทย์ที่สามารถเปิดให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

สำหรับใช้เป็นน้ำยาทำลายเชื้อบริเวณมือและแขนของบุคลากรทางการแพทย์ก่อนทำหัตถการทางการแพทย์และให้การพยาบาล (Surgical and Healthcare Personnel hand antiseptic)

๑. คุณลักษณะทั่วไป

ใช้เป็นน้ำยาทำลายเชื้อบริเวณมือและแขนของบุคลากรทางการแพทย์ก่อนทำหัตถการทางการแพทย์และให้การพยาบาล (Surgical and Healthcare Personnel hand antiseptic) มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อโรคบริเวณมือและแขนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง (Broad spectrum) อีกทั้งยังมีฤทธิ์คงค้าง (Persistent) ที่ช่วยทำลายเชื้อบนผิวหนังตลอดเวลาเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคบริเวณที่ทำหัตถการทางการแพทย์และลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อในผู้ป่วย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เป็นส่วนผสมระหว่าง ๑% Chlorhexidine Gluconate and ๖๑% ethyl alcohol ที่ออกฤทธิ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรียบริเวณมือและแขนได้อย่างรวดเร็วและมีฤทธิ์คงค้างในการทำลายและลดจำนวนของแบคทีเรียตลอดการทำหัตถการทางการแพทย์

๒.๒ เป็นน้ำยาทำลายเชื้อที่มีส่วนผสมของสารให้ความชุ่มชื้นและมีฤทธิ์เป็นกลาง ใช้งานโดยไม่ต้องใช้น้ำยาและแปรงฟอกมือ จึงช่วยรักษาสมดุลของผิวหนัง ไม่ทำลายโครงสร้างของผิว ลดปัญหาผิวหนังอักเสบ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการทำสุขอนามัยมือ (Hand hygiene)

๒.๓ ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA, New Drug Approve; NDA) ให้สามารถใช้เป็น Surgical and Healthcare Personnel hand antiseptic

๒.๔ ใช้เวลาเพียง ๑.๓๐ นาที สำหรับ Surgical hand scrub อย่างมีประสิทธิภาพ FDA รับรองให้สามารถใช้เป็น Surgical hand antiseptic สอดคล้องกับข้อแนะนำของ AORN และ CDC guideline for surgical hand antiseptic selection

๒.๕ สามารถใช้ได้กับถุงมือชนิด Latex และ Non latex เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นกลางจึงไม่มีผล ทำให้ประสิทธิภาพของถุงมือลดลง (Compatible with latex gloves)

๒.๖ สามารถใช้ได้บ่อยครั้งโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

๒.๗ น้ำยาบรรจุในบรรจุภัณฑ์เป็นสุญญากาศ จึงลดปัญหาการปนเปื้อนและคงประสิทธิภาพขณะใช้งาน

๒.๘ น้ำยาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดขวดที่สามารถคงประสิทธิภาพของน้ำยาดังแต่เปิดใช้งานจนหมดอายุ

๒.๙ บรรจุภัณฑ์และแท่นรองออกแบบมาให้คำนวณน้ำยาได้ ๒ มิลลิลิตร ช่วยให้ได้น้ำยาที่เหมาะสมต่อการใช้งานและสะดวกในการคำนวณค่าใช้จ่าย

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ อายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป โดยสามารถดูวันหมดอายุบนห่อบรรจุภัณฑ์

๓.๒ บริษัทผู้จัดจำหน่ายได้รับมาตรฐานการจัดเก็บและการขนส่งสินค้า Good storage and Distribution Practices

- ๓.๓ มีหนังสือผ่านการรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๓.๔ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๓.๕ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก
- ๓.๖ ผลิตได้ตามมาตรฐาน Quality management system – ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕, ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖
- ๓.๗ ทางบริษัทยินดี สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าให้ได้กรณีชำรุดเสียหาย

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพินัย นีรันตรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

DURA PREP

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุทางการแพทย์ที่สามารถเปิดให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ในการเตรียมผิวหนังก่อนการผ่าตัด (Patient Preoperative Skin Preparation) ที่มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อโรคที่ผิวหนังบริเวณผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง (Broad spectrum) และออกฤทธิ์นานที่ช่วยทำลายเชื้อบนผิวหนังตลอดเวลา

๑. คุณลักษณะทั่วไป

น้ำยาที่ใช้สำหรับการเตรียมผิวหนังก่อนการผ่าตัด (Patient Preoperative Skin Preparation) ที่มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อโรคที่ผิวหนังบริเวณผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง (Broad spectrum) และออกฤทธิ์นานที่ช่วยทำลายเชื้อบนผิวหนังตลอดเวลาเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคบริเวณที่ทำผ่าตัดและลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดในผู้ป่วย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ Dura prep เป็นส่วนผสมระหว่าง Iodine Povacrylex (๐.๗ Available Iodine) and Isopropyl Alcohol (๗๔% w/w) ที่ออกฤทธิ์ทันทีและออกฤทธิ์นานในการต้านจุลชีพ และออกฤทธิ์กว้างในการทำลายเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังบริเวณผ่าตัด เพื่อลดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุในการติดเชื้อที่ผิวหนัง

๒.๒ เมื่อตัวยาสำคัญ ๒ ชนิดของ Duraprep รวมกันเป็น ไอโอดีน อะครีเลท โคลโพลีเมอร์ (Iodine acrylate copolymer solution) ภายหลังจากทาบนผิวหนัง เมื่อแอลกอฮอล์และน้ำระเหยออกไป โคลโพลีเมอร์ จะกลายเป็นฟิล์มที่ไม่ละลายน้ำและคงทนต่อการล้างออกซึ่งจะมีฤทธิ์คงอยู่อย่างน้อย ๖ ชั่วโมงหลังถูกล้างด้วยเลือดของผู้ป่วย และน้ำเกลือระหว่างผ่าตัด

๒.๓ Dura prep Solution ออกฤทธิ์กว้างในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ทั้งแกรมบวก และ แกรมลบ รวมทั้งยีสต์

๒.๔ Dura prep ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA, New Drug Approve; NDA) ให้สามารถใช้สำหรับการเตรียมผิวหนังผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด (Patient Preoperative Skin Preparation)

๒.๕ Dura prep ปลอดภัยสำหรับใช้เตรียมผิวผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเนื่องจากไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับผิวหนังของผู้ป่วย

๒.๖ น้ำยาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยจึงลดปัญหาการปนเปื้อนและคงประสิทธิภาพขณะใช้งาน

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ อายุการใช้งาน ๓ ปี โดยสามารถดูจากวันที่หมดอายุบนบรรจุภัณฑ์

๓.๒ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ และ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๓.๓ มีหนังสือผ่านการรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓.๔ ได้รับเครื่องหมาย BSI Kitemark ผลิตได้ตามข้อกำหนดที่ระบุตามมาตรฐาน ISO ๑๑๑๔๐-๑:๒๐๑๔ Steam Chemical Integrating Indicators Type ๕ (Category i๕)

๓.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย

๓.๖ มีหนังสือผ่านการรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓.๗ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๓.๘ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพินัย นีรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิกุล)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ GENERAL PURPOSE CLIPPER BLADE (ใบมีดกำจัดขน Clipper)

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุทางการแพทย์ที่สามารถเปิดให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนบริเวณผิวหนังก่อนทำการผ่าตัด หรือทำหัตถการต่างๆ โดยสภาพของผิวหนังยังคงมีความคงตัว (Skin integrity)

๑. คุณลักษณะทั่วไป

ใบมีดที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนบริเวณผิวหนังก่อนทำการผ่าตัด หรือทำหัตถการต่างๆ โดยสภาพของผิวหนังยังคงมีความคงตัว (Skin integrity)

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวใบมีดออกแบบมาให้สามารถใช้ตัดขนตามบริเวณต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพลาสติกหุ้มขอบด้านข้างทั้งหมดเสมอใบมีด เพื่อป้องกันการเกี่ยวหรือบาดและคงสภาพความสมบูรณ์ของผิวหนังเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด

๒.๒ ตัวใบมีดสามารถสัมผัสไปบนผิวหนังขณะใช้งาน การทำงานของใบมีดจะมีฟันตัดอยู่ด้านบนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและทำลายผิวหนังของผู้ป่วยโดยไม่ก่อให้เกิดบาดแผล และมีตัวป้องกันระหว่างใบมีดกับผิวหนังขณะใช้งานทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

๒.๓ สามารถตัดขนชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผมบนหนังศีรษะ ขนหนวดและหนวด รวมทั้งผมเปียกและแห้ง โดยแบบ Push และ Pull

๒.๔ ใบมีดมีความกว้าง ๓.๖๔ เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน

๒.๕ ใบมีดสามารถใช้งานร่วมกับตัวเครื่องได้ต่อเนื่อง ๑๒๐ นาที ใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เต็มภายใน ๔ ชั่วโมง โดยมีสัญลักษณ์บอกระดับของแบตเตอรี่ ๕ ระดับ ช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตขณะใช้งานและในระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่

๒.๖ ใบมีดออกแบบให้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค

๒.๗ ใบมีดสามารถทำการใส่และถอดเปลี่ยนใบมีดโดยใช้หลักการ One Hand Technique ได้ง่าย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งานและลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค

๒.๘ อุปกรณ์ใช้ร่วมกับใบมีด มีแบตเตอรี่เป็นชนิด Lithium-ion ไม่ต้องคายประจุออกให้หมดก่อนที่จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ ได้รับมาตรฐานการจัดเก็บและการขนส่งสินค้า Good storage and Distribution Practices (GSDP)

๓.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทริปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย


๓.๓ มีหนังสือผ่านการรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓.๔ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๓.๕ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพินัย นีรันตรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

loban ๒ c-section drape

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุทางการแพทย์ที่สามารถเปิดให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ในการปกคลุมบริเวณที่จะทำการผ่าตัด โต๊ะวางเครื่องมือ และใช้ในการแยกบริเวณที่สกปรกออกจากบริเวณที่ปราศจากเชื้อ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

ชุด drape ใช้ในการปกคลุมบริเวณที่จะทำการผ่าตัด โต๊ะวางเครื่องมือ และใช้ในการแยกบริเวณที่สกปรกออกจากบริเวณที่ปราศจากเชื้อ เพื่อให้เป็นบริเวณปราศจากเชื้อและลดการปนเปื้อนเชื้อโรคตรงบริเวณที่ทำการผ่าตัด ลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อในผู้ป่วย และโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์จากเลือดและสิ่งคัดหลั่ง

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ drape ทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถดูดซับของเหลวและเลือด (adsorbent) ได้อย่างดีเยี่ยม ป้องกันการแพร่กระจายและการสัมผัสของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมและบุคลากรทางการแพทย์จากเลือดและสิ่งคัดหลั่ง

๒.๒ มีการเคลือบฟิล์มพลาสติกด้านหลังของตัว drape เพื่อให้มีคุณสมบัติป้องกันของเหลวและเลือด (impervious) ไม่ให้ซึมทะลุสู่วัสดุของเหลวของผู้ป่วย (fluid strike through) ทั้งในสภาวะปกติและภายใต้สภาวะที่มีแรงกดจากเครื่องมือ ทำให้ลดอัตราเสี่ยงในการนำเอาเชื้อโรคจากบริเวณใต้ผิวหนังขึ้นมาสู่พื้นผิวของ drape ตรงบริเวณที่ทำการผ่าตัด

๒.๓ drape ทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงไม่ฉีกขาดได้ง่าย มีฝุ่นผงน้อย (lint) เพื่อลดสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ตกลงบริเวณที่ทำการผ่าตัด

๒.๔ สามารถใช้ปกคลุมตรงบริเวณต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

๒.๕ ภายในห่อจะประกอบด้วย Cesareon Section Drape with loban ๒ Incise Pouch ๑ ชิ้น

๒.๕.๑ loban ๒ antimicrobial incise area เป็นแผ่นฟิล์มพลาสติก เคลือบด้วยกาที่มีส่วนผสมของไอโอดีนใช้ติดบริเวณผ่าตัดขนาดความกว้าง ๓๐ เซนติเมตรและขนาดความยาว ๓๐ เซนติเมตร

๒.๕.๒ ถูสำหรับรองรับของเหลวและเลือดขนาดใหญ่ โดยปากถุงมีลักษณะเป็นทรงกลมซึ่งสะดวกขณะผ่าตัด เนื่องจากสามารถปรับได้ถึง ๓๖๐ องศา

๒.๕.๓ พร้อมทั้ง exit port เพื่อต่อเข้ากับสาย suction ในการ drain ของเหลวและเลือดออกจากถุง

๒.๕.๔ มีช่องสำหรับเสียบสายและหัวฉีด

๒.๖ ห่อ drape ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบ Ethylene Oxide พร้อมใช้งาน

๒.๗ มีการระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุบนห่อบรรจุภัณฑ์ และมีระบบการประกันคุณภาพทุก lot การผลิต

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ อายุการใช้งาน ๒ ปีโดยสามารถดูวันหมดอายุบนห่อบรรจุภัณฑ์
- ๓.๒ ได้รับมาตรฐานการจัดเก็บและการขนส่งสินค้า Good Storage and Distribution Practices (GSDP)
- ๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือ เอเชีย
- ๓.๔ ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๓.๕ มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๓.๖ ผลิตได้ตามมาตรฐาน Quality management system ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖ หรือ Thai GMP
- ๓.๗ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาต้องตรงกับแคตตาล็อก
- ๓.๘ สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีชำรุด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพินัย นีรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)

๖.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Steri Drape ๖๐x๔๕ cm

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุทางการแพทย์ที่สามารถเปิดให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ในการติดปกคลุมบริเวณที่จะทำการผ่าตัดและใช้ในการแยกบริเวณที่สกปรกออกจากบริเวณที่ปราศจากเชื้อ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการติดปกคลุมบริเวณที่จะทำการผ่าตัดและใช้ในการแยกบริเวณที่สกปรกออกจากบริเวณที่ปราศจากเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค ลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อในผู้ป่วยและป้องกันเชื้อโรคจากผิวหนังไม่ให้ตกลงบริเวณแผลผ่าตัด

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ แผ่นฟิล์มพลาสติก บางใส เคลือบขาวได้ดี ช่วยให้ผิวหนังบริเวณผ่าตัดคงสภาพความเป็น Sterile surface ได้ตลอดเวลาในการผ่าตัด

๒.๒ มีขนาด Adhesive เท่ากับ ๖๐ x ๔๕ เซนติเมตร

๒.๓ ระบายอากาศและความชื้นได้ดี ช่วยคงสภาวะการติดได้ดี

๒.๔ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยรังสี Gamma พร้อมใช้งาน

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ อายุการใช้งานมากกว่า ๔ ปีโดยสามารถดูวันหมดอายุบนห่อบรรจุภัณฑ์

๓.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย

๓.๓ ได้รับมาตรฐานการจัดเก็บและการขนส่งสินค้า Good Storage and Distribution Practices (GSDP)

๓.๔ มีหนังสือผ่านการรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓.๕ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๓.๖ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินัย นิรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมนต์เทียน นิธิธนก)

๗. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นคลุมผิวปราศจากเชื้อก่อนผ่าตัด ชนิดมีไอโอดีน ขนาด ๖๐x๔๕cm

ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุทางการแพทย์ที่สามารถเปิดให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ในการติดปกคลุมบริเวณที่จะทำการผ่าตัดและใช้ในการแยกบริเวณที่สกปรกออกจากบริเวณที่ปราศจากเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการติดปกคลุมบริเวณที่จะทำการผ่าตัดและใช้ในการแยกบริเวณที่สกปรกออกจากบริเวณที่ปราศจากเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค ลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อในผู้ป่วยและป้องกันเชื้อโรคจากผิวหนังไม่ให้เกิดลงบริเวณแผลผ่าตัด

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ แผ่นฟิล์มโพลิเอสเตอร์เคลือบด้วยกาวยาฆ่าเชื้อโรค (Iodine) ออกฤทธิ์ได้อย่างกว้างขวาง ช่วยให้ผิวหนังบริเวณผ่าตัดคงสภาพความเป็น Sterile surface ได้ตลอดเวลาในการผ่าตัดเนื่องจากไอโอดีนที่แผ่นฟิล์มจะถูกปลดปล่อยออกมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อที่เกิดการเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ (Recolonization) บริเวณใต้ผิวหนัง ช่วยลดอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อของแผลผ่าตัด
- ๒.๒ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๔๕ เซนติเมตร และ Adhesive ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๔๕ เซนติเมตร
- ๒.๓ ฟิล์มติดได้ดี แน่น แม้จะมีการใช้เครื่องดึงถ่างแผลหรือข่าระล่าง
- ๒.๔ ระบายอากาศและความชื้นได้ดี ช่วยคงสภาวะการติดได้ดี
- ๒.๕ Latex free ลดความเสี่ยงจากการแพ้
- ๒.๖ ติดได้ไค้และแนบกระชับไปกับบริเวณต่างๆได้ดี
- ๒.๗ ช่วยยึดผ้า Drape ที่ปูอยู่ก่อนแล้วให้ติดอยู่กับที่
- ๒.๘ พื้นผิวของพลาสติกไม่สะท้อนแสง ไม่รบกวนการผ่าตัด
- ๒.๙ ลดการเกิดไฟฟ้าสถิต
- ๒.๑๐ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว พร้อมใช้งาน

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
- ๓.๒ มีหนังสือผ่านการรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๓.๓ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๓.๔ คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงกับแคตตาล็อก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินัย นิรันดร์รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมาลี ธรรมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ