

คุณลักษณะเฉพาะ Intra aortic balloon catheter

ความเป็นมา

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด เพื่อรับมือและแก้ปัญหาโรคที่มีอัตราการตายสูงสุดของประเทศ รวมไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและแก้ไขความพิการแต่กำเนิดของหัวใจ การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและอื่น ๆ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายด้านโรคหัวใจในจังหวัดและส่วนภูมิภาค ที่ทำการส่งเสริมสุขภาพโรคหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ รักษาโรคหัวใจถึงระดับตติยภูมิและฟื้นฟูสภาพโรคหัวใจ

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ช่วยพยุงหรือประคับประคองหัวใจสามารถแทงเข้าเส้นเลือดโดยแทงผ่านปลอกนำสาย (Introducer Sheath) หรือแทงโดยไม่ใช้ปลอกนำสายก็ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ เพื่อช่วยในการหยุดการไหลของเลือด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวสายและลูกโป่งขณะพับหรือม้วนอยู่ ขนาด ไม่เกิน ๘ Fr.

๒. มีขนาดความจุของลูกโป่งให้เลือกใช้ไม่ต่ำกว่า ๒ ขนาด

๓. ชุดแทงผ่านผิวหนังเข้าหลอดเลือดมีอุปกรณ์ ดังนี้

๓.๑ Guide Wire

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เส้น

๓.๒ มี Syringe

จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๓ ตัวขยายหลอดเลือด

(Vessel Dilator หรือ Introducer Dilator)

จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๔ Three-Way Stopcock

จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๕ Tubing Pressure

จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๖ เข็มแทง

จำนวน ๑ เล็ม

๓.๗ สายต่อกับ Catheter เข้ากับเครื่อง Balloon Pump


จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เส้น

๔. ผลิตภัณฑ์บรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน

๕. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพินิจ แก้วสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ภิญญโสโมสร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุบงกต สุขจิตต์)

คุณลักษณะเฉพาะ Intra aortic balloon catheter

เงื่อนไขทั่วไป

๑. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง
 - ๒.๑ หาก Intra aortic balloon catheter ที่ทางบริษัทฯ ส่งมอบแก่ทางศูนย์โรคหัวใจ หมดอายุ หรือใช้ไม่หมด สามารถแลกเปลี่ยนคืนบริษัทฯ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 - ๒.๒ หาก Intra aortic balloon catheter รุ่นใหม่ออกมาทางศูนย์โรคหัวใจสามารถขอ แลกรุ่นใหม่ล่าสุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และสามารถขอเปลี่ยนขนาดได้ตามที่ศูนย์โรคหัวใจต้อง การใช้งาน
 - ๒.๓ บริษัทที่ประมูลได้จะต้องจัดหา Gas helium ที่ต่อเข้ากับเครื่อง IABP ของโรงพยาบาล จนกว่าอุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดแดงเออร์ต้าใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ ของบริษัทถูกใช้จนหมด โดย ไม่คิดมูลค่า
 - ๒.๔ สามารถใช้กับเครื่อง Intra aortic balloon pump ทุกรุ่นที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาอยู่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ แก้วสุวรรณะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ภิญโญสโมสร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุบงกต สุขจิตต์)