

1000

คุณลักษณะเฉพาะน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อด้วยระบบอุณหภูมิต่ำ

ขนาดบรรจุ 20 มิลลิลิตร

1. ความต้องการ น้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับใช้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อ เพื่อการทำให้ปราศจากเชื้อในระบบอุณหภูมิต่ำ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.1 เป็นน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ชนิดเข้มข้น 58-60%
 - 2.2 มีรายละเอียดบอกวันการผลิตและวันหมดอายุบนภาชนะบรรจุ
 - 2.3 บรรจุอยู่ในหลอด cartridge ชนิด Single shot ขนาด 20 ml กับการใช้งานต่อรอบการอบฆ่าเชื้อ
 - 2.4 หลอดบรรจุมีการปิดผนึกที่ดีที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของน้ำยาได้
3. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 3.1 อายุการใช้งานของหลอดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบสินค้า
 - 3.2 บริษัทรับประกันการเปลี่ยน จากกรณีการหมดอายุคืน 100% โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 - 3.3 มีหนังสือรับรองการเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต
 - 3.4 เป็นผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO13485 , ISO9001 และ ISO14001
 - 3.5 วางเครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับใช้งานกับน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้อย่างปลอดภัย ขนาดความจุสำหรับใช้งานจริง (usable volume) ของเครื่องไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง พร้อมกับอุปกรณ์ประกอบใช้งานกับเครื่อง ดังนี้
 - 3.5.1 ชุดตะกร้าสแตนเลสสำหรับบรรจุของเข้าห้องอบจำนวนละ 1 ชุด
 - 3.5.2 วางเครื่องอุ่นเชื้อไม่น้อยกว่า 12 หลุม ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อทางชีวภาพ โดยมีการแจ้งผลทดสอบ เป็นระบบสัญญาณไฟแสดง เสียงเตือนและกระดาษบันทึกผล (Printout)
 - 3.5.3 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย อย่างน้อย 3 ชุด
 - 3.5.4 กรณีเครื่องมีปัญหาบริษัทต้องส่งช่างเข้ามาให้บริการภายใน 48 ชม หลังจากได้รับแจ้งจากทางรพ.และบริษัทจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 - 3.5.5 กรณีเครื่องมีปัญหาซ่อมไม่ได้หรือใช้เวลาซ่อมนานเกิน 3 วันทางบริษัทต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง


.....
(นางสาวพัชณิรัตน์ คำหาญสุนทร)
หัวหน้างานจ่ายกลางและซักฟอก

3.5.6 กรณีหมดสัญญาแต่น้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ยังเหลืออยู่บริษัทต้องวางเครื่องไว้จนกว่า
น้ำยาจะหมด


.....
(นางสาวพัชณิรัตน์ คำหาญสุนทร)
หัวหน้างานจ่ายกลางและซักฟอก