

คุณลักษณะเฉพาะ Adhesive Pad (x-ray ผ่านได้)

วัตถุประสงค์

แผ่นสื่อไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจแบบภายนอกสำหรับผู้ใหญ่ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อรักษาการรบกวนจังหวะการเต้นของหัวใจ การทำงานของหัวใจ


คุณลักษณะเฉพาะ


๑. สามารถใช้กับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
๒. สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องกระตุ้นหัวใจใน Mode Non-invasive pacing, Defibrillation ECG Monitoring, Synchronized cardioversion
๓. มีคุณสมบัติยอมให้เอกซเรย์ผ่านได้หมด Radiotransparent
๔. สามารถรองรับการปล่อยพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง
๕. มีส่วนผสมของสารน้ำ (Hydro-Gel) และผ่านมาตรฐาน Biocompatible เพื่อลดโอกาสการระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ป่วย
๖. มีพื้นที่ในการนำไฟฟ้า (Active area) ไม่น้อยกว่า ๗๗ ตารางเซนติเมตร
๗. มีความยาวสายนำไฟฟ้ามาพร้อมอุปกรณ์โดยประมาณ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร
๘. การบรรจุหีบห่อผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว และบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท
๙. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศไทย

เงื่อนไขทั่วไป

๑. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง
 - ๒.๑ หาก Adhesive Pad (x-ray ผ่านได้) ที่ทางบริษัทส่งมอบแก่ทางศูนย์โรคหัวใจหมดอายุหรือใช้ไม่หมดสามารถแลกเปลี่ยนคืนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 - ๒.๒ หาก Adhesive Pad (x-ray ผ่านได้) รุ่นใหม่ออกมาทางศูนย์โรคหัวใจสามารถขอแลกรุ่นใหม่ล่าสุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 - ๒.๓ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างน้อย ๑ ปี และหากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องมีการทดลองใช้และผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายดำริ เสรษฐจินดา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกิตติพงศ์ ภิญโญสโมสร)