

คุณลักษณะเฉพาะ ท่อดูดเลือดออกจากภายในห้องหัวใจ(Intra cardiac suction)

1. เป็นท่อสายยางที่สามารถดูดเลือดออกจากภายในห้องหัวใจ
2. มีรูเปิดอยู่ในช่วง 6-30 รู สำหรับดูดเลือดออกจากห้องหัวใจ
3. บริเวณปลายสายที่เข้าไปดูด ใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย และขณะดูด มีระบบป้องกันไม่ให้ไปดูดติดกับเนื้อเยื่อ ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อภายในห้องหัวใจ
4. ข้อต่อเชื่อมกับสายยางดูดเลือด มีขนาดเข้าได้พอดีกับ สายยางขนาด ¼ นิ้ว
5. มีขนาดให้เลือก อยู่ในช่วง 12 – 20 Fr
6. ผ่านการรับรองมาตรฐานจากอย.ประเทศไทย
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
8. ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
9. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เคยมีการใช้และไม่เกิดปัญหาในการใช้งานภายในห้องผ่าตัด
10. วันหมดอายุที่ส่งของต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

.....

กส.