

### รายละเอียดคุณลักษณะ

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| กาวศัลยกรรม ขนาด 2 มิลลิตร | จำนวน 25 กล่อง |
| กาวศัลยกรรม ขนาด 4 มิลลิตร | จำนวน 60 กล่อง |

#### วัตถุประสงค์การใช้งาน

1. ใช้ในการเชื่อมต่อและปิดรอยร้าวของหลอดเลือด และใช้ช่วยห้ามเลือดในระหว่างการผ่าตัด
2. ใช้เพื่อช่วยป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังผ่าตัด (Adhesion)
3. สามารถใช้ได้ทั้งแบบหยดและสเปรย์ โดยหากใช้เป็นแบบสเปรย์ เมื่อแห้งแล้วมีลักษณะใส นุ่ม และยืดหยุ่นได้ จึงสามารถมองเห็นกายวิภาคได้ตามปกติ และสามารถเย็บทะลุ เพื่อเสริมความแข็งแรงของการทำหัตถการได้ด้วย

#### คุณลักษณะ เฉพาะ

1. ประกอบด้วย ผงโพลีเอทิลีนไกลคอลปราศจากเชื้อสองชนิดพร้อมตัวทำลายเมื่อผสมสำหรับพร้อมใช้แล้วจะมีลักษณะเป็นสารละลายใส บรรจุในกระบอกฉีดยาสองกระบอก สำหรับใช้ภายนอก
2. ขนาดบรรจุ 2 มิลลิตร และ 4 มิลลิตร

#### เงื่อนไขเฉพาะ

1. วันหมดอายุของสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า
2. สามารถแลกเปลี่ยนได้ก่อนหมดอายุการใช้งาน
3. ผ่านการทดลองใช้และประเมินผลจากผู้ใช้แล้ว หรือเป็นสินค้าที่เคยใช้ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มาก่อน
4. ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย

| เกณฑ์การพิจารณา           | น้ำหนัก |
|---------------------------|---------|
| ( / ) เกณฑ์ราคา           | 100 %   |
| ( ) เกณฑ์ราคา+เกณฑ์คุณภาพ |         |
| ราคา                      |         |
| คุณภาพ                    |         |

ศ.ดร. วิชาญ