





คุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน
(Microcuvetts for HB checker)

๑. เป็นแผ่นตรวจหยดเลือดที่มีส่วนประกอบของสารฮีโมโกลบิน ซึ่งสามารถวัดค่าด้วยเครื่องอ่านค่าความเข้มข้นเลือด ออกผลเป็นตัวเลขที่มีหน่วยเป็นกรัมต่อเดซิลิตร
๒. ใช้เลือดจากส่วนปลายนิ้วหรือเลือดครบส่วน (Whole blood) ไม่เกิน ๑๐ ไมโครลิตร
๓. สามารถตรวจวัดค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบินได้ตั้งแต่ ๐ – ๒๕.๐ กรัมต่อเดซิลิตรหรือมากกว่า
๔. เครื่องตรวจต้องรายงานค่าฮีโมโกลบินเป็นตัวเลขที่มีหน่วยเป็นกรัมต่อเดซิลิตร ภายในเวลาไม่เกิน ๑๐ วินาที
๕. ใช้หลักการตรวจด้วยเทคนิคการวัดค่า Isobestic point ของ Hb/HbO₂ จาก whole blood โดยเป็นการวัดแบบ Dual wavelengths
๖. แผ่นตรวจบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีมิดชิดป้องกันความชื้นหรือมีสารดูดความชื้นบรรจุอยู่
๗. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระบบสากล
๘. ผู้ขายจะต้องทำการควบคุมคุณภาพทุก ๓ เดือน โดยใช้สารควบคุมคุณภาพ ๓ ระดับ
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ณ วันส่งมอบ
๑๐. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและอังกฤษให้
๑๑. กรณีเป็นแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบินที่โรงพยาบาลยังไม่เคยใช้งาน หรือทดสอบคุณภาพมาก่อน ผู้ขายต้องนำแผ่นตรวจตัวอย่างมาให้โรงพยาบาลทดสอบประเมินคุณภาพก่อน โดยคุณภาพของสินค้าจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางพัชรา สนิทกลาง)

ลงชื่อ   กรรมการ
(นางธมกร จงรักภักดี)

ลงชื่อ   กรรมการ
(นายวีรวัฒน์ สีดาจักร์)