

ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อหัวใจหมู (รุ่น Epic)

1. เป็นลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ที่ทำมาจากเยื่อหัวใจหมู
 2. ทำจากเยื่อหัวใจหมู ตำแหน่งเดียวกัน 3 ตัว (Triple composite)
 3. ป้องกันการเกาะของ Calcium ด้วย Linx A C Tecnology
Fixation ด้วย Low Pressure Fixation
 4. ล้างด้วยน้ำเกลือ เป็นเวลา 10 วินาที จำนวน 2 ครั้ง
 5. ใน Mitral position สามารถหุบ valve ให้แคบลงด้วย Ratcheting system เพื่อป้องกันการชุด
ด้านข้าง
 6. Aortic มีขนาดตั้งแต่ 19,21,23,25,27 mm.
Mitral มีขนาดตั้งแต่ 25,27,29,31,33 mm.
 7. ด้วยความสูงของลิ้นหัวใจใน Aortic ความสูงน้อยที่สุด 14 mm.(ในขนาด 21 mm.)
Mitral ความสูงน้อยที่สุด 16 mm (ในขนาด 25 mm.)
 8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยผ่านการทดลองใช้ที่ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย
 9. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ สามารถแลกเปลี่ยนชนิดและขนาดของลิ้นหัวใจเทียมได้ตามต้องการ
 10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ European CE Mark
 11. ผ่านการรับรองคุณสมบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย
-

จิ.น.

กิตติกร